



REVOLUTION

MD Glue Rapid **EVOLUTION** Highend Performance im CA Segment



EVO 1 = niedrigviskos

EVO 2 = mittelviskos

EVO 3 = hochviskos

EVO 4 = hochviskos, hochtemperatur




Deutlich schnellere Handfestigkeit,
auch bei basischen Substraten wie
z.B. Holz oder Leder.
Höhere Festigkeit und
höhere Temperaturbeständigkeit.



**Stark reduzierte
gefährliche
Inhaltstoffe!***


Temperaturbeständigkeit °C



Temperaturbeständigkeit °C

MD GLUE EVO	100
MD GLUE EVO 4	125
Standard CA	80


Zugfestigkeit N/mm²



Zugfestigkeit N/mm²

	Aluminium	Stahl
MD GLUE EVO	8	20
Standard Ethyl	15	19
MD GLUE XTREME	5	13

Handfestigkeit Sek.



Handfestigkeit

	Buchen- holz	Alu- minium	Stahl
MD GLUE EVO	10	5	5
Standard Ethyl	25	15	20
MD GLUE XTREME	100	90	60